

# Heron™ IOS

SCANNER INTRA-ORAL



Unique, comme votre sourire

# Heron<sup>TM</sup> IOS

Le scanner intra-oral ultra léger et ergonomique.  
**Effacité & simplicité au quotidien.**

Le scanner Heron :  
4 atouts pour votre cabinet.



## NUMÉRISATION

Un processus intuitif rapide réalisé par le dentiste ou l'assistante.



## CRÉATION DE CAS

Créez et gérez la commande en quelques étapes seulement.



## PARTAGE DE CAS

HeronCloud est un module de partage de fichiers facile à utiliser pour le partage de l'empreinte numérique avec le laboratoire de votre choix.



## INTÉGRATION CFAO

Le logiciel est un système ouvert, compatible avec tous les systèmes ouverts de systèmes de CAO dentaire.





■ Embouts  
autoclavables

250 fois

■ Rotation  
à

360°

Combinez simplicité  
et conception numérique.

Grâce à son **logiciel intuitif**, conçu pour une **prise d'empreinte simple, rapide et précise**, le Heron™IOS permet aux cliniciens d'entrer en toute confiance dans l'ère numérique.

Le logiciel est doté des **dernières avancées de l'intelligence artificielle** et d'une **plateforme de partage HeronCloud™**. La solution Heron™IOS, **répond à tous vos besoins** en matière de restauration, d'orthodontie et d'implants.



HeronCloud 

Heron™IOS exporte aux formats STL, OBJ et PLY, et propose ouverts (DWOS, Exocad,...). Avec la possibilité d'exporter localement.

LA SCANNER HERON™IOS




■ Poids  
de seulement

150<sub>g</sub>

■ Scan d'une arche  
complète en

59 secondes



**QUALITY MAP**



**OPTION  
QUALITY MAP**

Utilisée en complément du protocole de scan, l'outil de vérification **Quality Map** permet aux utilisateurs de s'assurer - en temps réel - de la qualité des données acquises, et au besoin de rescanner les régions cibles pour lesquelles davantage de données sont nécessaires.

une intégration directe avec l'ensemble des systèmes CAD/CAM  
ou via notre plateforme dédiée **HeronCloud™** en un seul clic !

**OS SIMPLIFIE VOTRE PRATIQUE AU QUOTIDIEN !**

# SERVICE D'ASSISTANCE À 360°

## FORMATIONS SUR MESURE

Des formations personnalisées, en présentiel ou en distanciel par notre équipe de démonstrateurs pour être prêt dès le premier jour.

## CONFIGURATION PROACTIVE


Préconfigurée et prête à l'emploi, la solution **Heron™IOS** vous propose une expérience utilisateur améliorée et l'engagement d'une innovation continue.

## UN SEUL PAIEMENT. POUR TOUJOURS.

Un paiement unique, sans frais supplémentaires et sans redevance. Des mises à jour gratuites, aujourd'hui et demain.

## SUPPORT PERSONNALISÉ

Nos équipes de support client sont à votre écoute, pour vous fournir l'assistance dont vous avez besoin. Pour une expérience utilisateur en confiance.



## Et si vous optiez pour un **Bundle Deal\*** ?

TBR vous offre de combiner un flux de travail numérique complet, ouvert et convivial avec un système d'implant Tissue Level ou des facettes sûr-mesure uniques. Optimisez votre flux de travail en numérique et votre budget en optant pour l'un de nos « Bundle Deals » [\*Offres groupées] : implants Z1, facettes Lumineers + gamme Index + scanner intra-oral, et bien d'autres combinaisons possibles.

### Implants Z1®


Votre confort en implantologie.

La logique du Z1 est claire : il répond précisément à l'anatomie de chacun d'entre nous. Il s'agit du **seul** implant « tissue level » adaptant des matériaux de choix, la zircone et le titane, aux tissus avec lesquels il est en contact.

Plusieurs générations d'implants Z1 se sont déjà succédé avec pour même vocation : vous apporter le **plus grand confort sur tous les plans.**



Implants  
Tissue Level  
avec Col Zircone



LUMINEERS®

Facettes pelliculaires  
Sûres, esthétiques et mini-invasives.

**Pour plus d'informations sur nos produits, rejoignez-nous sur : [www.tbr.dental](http://www.tbr.dental)**

Besoin d'un conseil ? Contactez-nous par téléphone au **05 62 16 71 00** ou par mail **[contact@tbr.dental](mailto:contact@tbr.dental)**

Le scanner Heron est fabriqué par :

**3DISC**

**3DISC DENTAL CONNECT**  
191 avenue Charles de Gaulle  
92200 Neuilly-sur-Seine - France  
[www.3disc.com](http://www.3disc.com)

Le scanner Heron est disponible chez :



**TBR DENTAL GROUP**  
24, impasse René Couzinet - 31500 Toulouse  
05 62 16 71 00 [contact@tbr.dental](mailto:contact@tbr.dental)  
[www.tbr.dental](http://www.tbr.dental)



8 route d'Escalquens  
31320 Castanet Tolosan - France



Av. de França, 19  
46023 València - Espagne



Rue Théodore De Cuyper 158  
1200 Woluwe-Saint-Lambert - Belgique



Via Sant'Andrea, 73  
84081 Baronissi - Italie