



LUMINEERS®

Facettes pelliculaires



Unique, comme votre sourire

# Lumineers®

## Les facettes sur-mesure N°1

- Cerinate haute performance
  - Plus de 20 ans de recul
- Sans aucune anesthésie
- Sans pose de provisoire
- Sans préparation invasive
- Gain de temps au fauteuil
  - Facettes ultra-fines
- Traitement réversible



Les facettes dentaires Lumineers® me permettent de créer de beaux sourires à partir de dents mal alignées, fêlées ou même décolorées.

Ces facettes dentaires sont fantastiques pour les diastèmes. Tout cela sans aucune opération de fraisage, ni anesthésie.

Les facettes dentaires Lumineers® nous aident à fournir un service merveilleux et précieux pour les patients. "

# Avec 2 rendez-vous, redonnez le sourire à vos patients

Aucune autre facette n'est meilleure que Lumineers®




Dotées d'une technologie de pointe, les facettes Lumineers® peuvent être placées en seulement 2 visites sans nécessiter une préparation ou une taille des dents.

Fabriquées sur-mesure à partir de la céramique Cerinate brevetée, les facettes Lumineers® maintiennent leur éclat et leur intégrité dans le temps [cliniquement prouvé depuis plus de 20 ans].

## Céramique Lumineers® by Cerinate

Cerinate, 20 ans de recherches cliniques

### Vitrocéramique renforcée à la leucite




Cette génération de céramique Cerinate est une céramique feldspathique pressée et renforcée avec des nano-cristaux de leucite.

En raison de sa résistance supérieure de 216 MPa, les facettes Lumineers® peuvent être très fines comme une lentille de contact. Elles permettent ainsi un placement sans toucher à l'intégrité de l'émail ou de la dentine.

1. Chen X, Cattell MJ. Biaxial Flexural Strength Report. Unpublished report: 12 Feb 2009.  
2. Dental lab products, April 2009; forward trends: veneers: veneer venue. Dental Products Report [Internet]. April 2009 [cited 14 Sep 2009]. Available from [http://www.dentalproductsreport.com/articles/show/dlp0409\\_ft\\_veneer-venue](http://www.dentalproductsreport.com/articles/show/dlp0409_ft_veneer-venue)  
3. Bühler-Zemp P (Ivoclar Vivadent AG, Research and Development, Scientific Services, Bendererstrasse 2, FL - 9494 Schaan, Liechtenstein). IPS Empress Esthetic. Scientific Documentation. Mar 2004.  
Empress est une marque déposée de Ivoclar Vivadent, Inc. Finesse est une marque déposée de Dentsply International, Inc.


### Translucidité de la céramique normalisée Cerinate

Pour ressembler à des dents naturelles, les facettes dentaires doivent être hautement translucides. Lumineers® est clairement le premier choix pour la réalisation d'un sourire blanc / brillant tout en répliquant les caractéristiques naturelles de l'émail.



Lumineers®, les facettes dentaires ultra-fines les plus innovantes et leader de l'industrie, sont maintenant 30% plus résistantes qu'auparavant et disponibles en trois translucidités : haute, moyenne et faible.

La philosophie Lumineers® est de préserver la structure naturelle de la dent.



CERINATE      EMPRESS

La translucidité est très similaire à celle de la dent naturelle. En céramique Empress, des microfractures sont présentes à la fois autour et à l'intérieur des cristaux de leucite (surlignées en rouge et jaune).



# Les facettes Lumineers® vous intéressent ?

Toutes les étapes pour utiliser les produits Lumineers®

**1** Contactez-nous au **05 62 16 71 04** pour connaître et recevoir :



**Les dates de formations Lumineers®**



**Les Bons de Commande Lumineers®.**

**2** Pour chacun de vos cas Lumineers® complétez votre Bon de commande accompagné des éléments nécessaires (ex. empreintes, etc.) et retournez l'ensemble à :



**Service TBR Lumineers®**

**24, impasse René Couzinet  
31 500 Toulouse**

**3** Recevez vos facettes Lumineers® et vos produits complémentaires.

Redonnez enfin le sourire à vos patients !

LUMINEERS®



Une formation dédiée à l'utilisation de la gamme esthétique Lumineers® est **obligatoire** avant toute pose de facettes au fauteuil.

Consultez-nous pour connaître notre programme de formation !

## Les compléments indispensables Lumineers®

Une large gamme de produits pour votre confort



Starter kit Lumineers®

Pour votre plus grand confort d'utilisation et pour garantir la sécurité du collage, la gamme esthétique Lumineers® propose également toute une ensemble de produits complémentaires (etching, bonding, etc.).

Consultez-nous pour plus de renseignements !

## Placez vos facettes Lumineers® avec précision

Les loupes & lumières premium PeriOptix les plus légères du marché

Confort remarquable et qualité exceptionnelle, les loupes & lumières PeriOptix sont **idéales pour la pose des facettes Lumineers®**.

- L'utilisation des loupes & lumières PeriOptix assure un compromis idéal entre champ de vision et grossissement de votre zone de travail.
- Avec les loupes & lumières PeriOptix, le travail au fauteuil est plus précis et donc plus efficace.
- Votre posture est plus ergonomique, fini les maux de cou et de dos.
- Myope, hypermétrope, astygmate ? Les loupes PeriOptix sont également disponibles à votre vue\*.



Demandez votre brochure PeriOptix pour plus d'informations sur les loupes et lumières.

\* Prescription ophtalmologique nécessaire.

\*Loupes Through-The-Lens (TTL)  
Loupes fixées à travers les verres de monture.


# La solution la plus sûre, la plus esthétique, et la moins invasive, en dentisterie cosmétique.

## Entrez dans la philosophie LUMINEERS®


Cas cliniques réalisés avec les facettes Lumineers®

### LUMINEERS®

De dents fêlées et abîmées ... à un nouveau sourire !



De dents teintées ... à l'éclat et la blancheur !



D'une agénésie ... à un sourire retrouvé !



D'un diastème ... à des dents alignées !



De nombreux patients choisissent Lumineers® car elles ne nécessitent aucune préparation invasive des dents naturelles.

Reconnues dans le monde entier, les facettes dentaires Lumineers® ont déjà redonné le sourire à des millions de patients.

- Taches de tétracycline
- Couronnes et bridges en céramique inesthétique
- Mauvais alignement (orthodontie instantanée)
- Jaunissement des dents
- Dentition de pré-adolescent et d'adolescent
- Sourires inesthétiques
- Diastèmes
- Éclats
- Fissures

# LUMIART™

## Offrez la pré-visualisation d'un nouveau sourire à vos patients.

Le service LumiART 3D, un protocole innovant qui transforme la pose de facette Lumineers® :

- Transformer le sourire de votre patient en utilisant le protocole LumiART 3D, une approche mini-invasive du Smile Design.
- Avec LumiART 3D, vous et votre patient pourrez prévisualiser la restauration finale avant la fabrication des facettes Lumineers® définitive.
- Le procédé LumiART 3D simplifie les cas les plus complexes et vous apporte un réel gain de productivité.

## Un service sûr-mesure et toujours plus de confort.

Le service LumiART 3D, vous apporte de nombreux avantages dans votre activité de pose de facettes Lumineers® :

- Assurer une planification de cas optimale, facile à suivre et conservatrice pour chaque cas individuel.
- Donner au patient la possibilité de projeter son nouveau sourire sous une forme proche de la forme définitive avant la fabrication des facettes Lumineers®.
- Minimiser les délais d'analyse et de réalisation pour vos restaurations simples ou complexes.
- Offrir une esthétique prévisible et optimale, et vous aider à devenir une référence en conception et fabrication du sourire.

**LumiART 3D, disponible sur simple demande.  
Pensez-y lors de votre prochaine pose Lumineers®.**



Les facettes Lumineers® sont fabriquées par :



**DENMAT ITALIA**  
di, Via S. Andrea, 73,  
84081 Antessano SA, Italie  
www.denmat.it

Les facettes Lumineers® sont disponibles en exclusivité chez :



**TBR DENTAL GROUP**  
24, impasse René Couzinet - 31500 Toulouse  
05 62 16 71 00 | contact@tbr.dental  
www.tbr.dental

Les produits cités dans ce document sont des dispositifs médicaux destinés à la réhabilitation esthétique ou fonctionnelle du sourire, par des professionnels de santé habilités. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur les notices des produits. Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ces dispositifs sont disponibles auprès de SUDIMPLANT SAS (Groupe TBR).