



**OTBR<sup>®</sup>**  
**EXCLUSIVAS DENTALES**

*25 años  
contigo!*

Únicos como tu sonrisa



# Estimados doctores,

¡Que rápido pasa el tiempo!

Hace ya dos años que Sas Exclusivas Dentales pasó a formar parte del grupo TBR transformándose en TBR Exclusivas Dentales.

Así pues, con cada cambio de estación llega un nuevo desafío, un nuevo éxito. Un éxito que será nuestro de nuevo el 2023 cuando celebraremos nuestro 25 aniversario en el sector dental español.

Seguiremos esforzándonos por apoyarle y acompañarle en su desarrollo para ofrecerle un servicio de calidad en el día a día.

Como siempre le ofreceremos productos únicos y exclusivos con un alto valor añadido, siempre innovador para optimizar y facilitar su trabajo.

Le invitamos a descubrir ahora los productos TBR de calidad adaptados a sus necesidades.

En nuestro folleto encontrará todos nuestros productos enfocados en soluciones implantológicas, estéticas, digitales, regenerativas y de equipos.

**¡Siempre a su lado!**

¡Es muy fácil obtener más información y hacer un pedido!

Teléfono : **963318110**

Email : **contacto@tbr.dental**

**TBR EXCLUSIVAS DENTALES, S.L.**

**Avenida de Francia 19 Esc C piso 1 Puerta 2  
46023 Valencia**





# El implante estético Tissue Level

## Implante Z1


# Su comodidad en implantología

- Tecnología patentada de zirconio y Titanio
- Indicado tanto para zonas estéticas como posteriores
- Ideal para post extracciones
- Encías sanas, naturales y estéticas
- Escudo antibacteriano gracias a su cuello de zirconio
- Soluciones protésicas simplificadas por su anatomía cervical
- Perfectamente adaptado al flujo de trabajo digital gracias a la posición yuxtaginival de su conexión

Cuello Z1 en posición yuxtaginival



Radiografía de los implantes Z1 en posición anterior 11 y 21



Restauración definitiva con implantes Z1 en las posiciones 11 y 21

Z1, una firma: Z de Zirconio, 1 una única cirugía



# Carillas Lumineers

**Seguras, estéticas y mínimamente invasivas**

**10 RAZONES PARA ELEGIR  
CARILLAS HECHAS A MEDIDA  
LUMINEERS**

- Mínimamente invasivas
- Carillas ultra finas
- Porcelana Cerinate de alto rendimiento
- Más de 30 años de experiencia clínica
- Diseño digital y mock up en boca
- Sin provisionales
- Sin ningún tipo de anestesia
- Resultado altamente estético
- Indoloro

# Workshops únicos



Nuestros talleres a medida en Valencia han ido evolucionando,

Así pues podemos ofrecer workshops para un único doctor o para grupos en nuestra sala de formación perfectamente equipada.

Nuestros talleres permiten a los doctores tener un contacto directo con los materiales y abren las puertas a cursos con diferentes niveles de conocimiento.

El Workshop estrella de composites Cosmedent y fibra de refuerzo Ribbond sigue creciendo y en la actualidad hemos ampliado la fórmula lanzando el nuevo taller de nuestro implante Z1 utilizando equipos como el escáner y el motor de cirugía.

Seguimos trabajando para ponerle en contacto práctico con todos nuestros materiales.

Quedan ustedes invitados!  
LLÁMENOS AL 963318110 O VISÍTENOS EN  
[WWW.TBR.DENTAL/ES/](http://WWW.TBR.DENTAL/ES/)



# Planificación y cirugía guiada

Asegure la previsibilidad de la posición de sus implantes.

## KIT DE TOPES DE FRESA

### VENTAJAS

- Profundidad de perforación fiable gracias al sistema de topes
- Sistema de retención por fricción: simple encaje
- Se limpia y esteriliza fácilmente en autoclave

### CARACTERÍSTICAS

- 20 topes intercambiables
- Topes adaptados a las fresas
- Disponible para implantes con conexión octogonal o cónica

## KIT DE CIRUGÍA GUIADA

### VENTAJAS

- Precisión en la orientación
- Procedimiento completo
- Dispositivo universal y abierto

### CARACTERÍSTICAS

- Su uso requiere un kit de topes
- Compatible con todas las gamas de TBR

## KIT DE GUÍAS ESPACIADORAS PROTÉSICAS

### VENTAJAS

- Centrado perfecto del implante
- Casos unitarios y múltiples
- Respeto a la anatomía de los dientes naturales
- Compatible con todos los implantes y conexiones

### CARACTERÍSTICAS

- 6 fresas piloto
- 6 guías de separación



REF. A-TF003/004/005

KIT DE TOPES DE FRESA

REF. A-TGC001

KIT DE CIRUGÍA GUIADA

REF. A-TEP001

KIT DE GUIAS ESPACIADORAS PROTÉSICAS

# Soluciones digitales CAD CAM

Ahorre tiempo y aumente la precisión de sus restauraciones protésicas.



## VENTAJAS

- Flujo de trabajo digital TBR abierto
- Ti-bases mecanizadas unitarias
- Pilares multiunit
- Impresión en 3D de modelos de resina
- Adquisición en 3D mediante 2 scanbodies (largo y corto)

## CARACTERÍSTICAS

- Scanbody largo (12mm), corto (7mm), Homologaciones universales (modelo de yeso y resina), ti-bases indexadas
- Interfases para pilares Multiunit

# Sistema Equator Smartbox

Estabilización de prótesis removibles con inclinación controlada.



## VENTAJAS

- Este dispositivo está diseñado para mantener la junta de retención en su lugar con una tapa de titanio de inclinación controlada
- Adecuado para prótesis que corrigen hasta 50° de divergencia entre 2 implantes independientemente de su posición

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Smartbox con tapa negra de laboratorio
- 1 disco protector rosa
- 4 tapones de retención (morado, gris, rosa, amarillo).

# COSMEDENT®



El Sistema de Restauración de Cosmedent es el único completamente integrado, el sistema de adhesión directa combina micropartículas, nanopartículas, microhíbridos, opacificadores y fluidos, todos los colores relacionados entre sí y la Guía Vita. Con Renamel se consiguen resultados predecibles y confiables,

¡OBSERVE EL COLOR  
TRAS 22 AÑOS!



DENTISTA Y FOTOGRAFÍA:  
BUD MOPPER DDS,MS

# Carillas Lumineers

Los materiales indispensables para comenzar



STARTER KIT  
LUMINEERS



## STARTER KIT / VENTAJAS

- Todos los materiales necesarios para el cementado de Lumineers en un solo kit
- Comodidad de uso
- Garantiza la seguridad de la adhesión
- Incluye todos productos complementarios (grabado, adhesión, etc.)

## LUMIGRIP

- LUMIgrIP es una pieza de mano de aluminio anodizado diseñada ergonómicamente y completamente autoclavable que maximiza las fuerzas de succión del eyector de saliva con el objetivo de asistir de forma segura y delicada en la colocación precisa y libre de estrés de carillas de porcelana



LUMIGRIP

## ENTRE EN NUESTRA FILOSOFÍA

- La filosofía de Lumineers está enfocada en la mínima invasividad preservando la estructura natural del diente al máximo. Sólo se necesitan 2 visitas para crear una nueva sonrisa para sus pacientes. Fabricadas a medida con la cerámica patentada Cerinate [cerámica feldespática prensada reforzada con nanocristales de leucita], las carillas Lumineers mantienen su brillo e integridad a lo largo del tiempo [clínicamente probado durante más de 30 años].

## OFERTAS DE INICIO PARA DOCTORES CERTIFICADOS

CARILLAS  
LUMINEERS

KIT  
LUMINEERS

LÁMPARA  
SAPPHIRE

LUMIGRIP



REF.DEN-LUMI033

KIT DE INICIO LUMINEERS

REF.031752150

LUMIGRIP



## ¿QUE ÉS RIBBOND?

Una fibra de refuerzo adherible que previene las fracturas en composites dentales y acrílicos. Su combinación única de tejido patentado y fibras de alta resistencia dan unos resultados insuperables por cualquier otra fibra de refuerzo. Es perfecta para una amplia variedad de usos dentales.

### VENTAJAS

- Seguro y biocompatible
- Resistencia a la fractura insuperable
- Facilidad de uso y manejabilidad. Sin memoria
- No se deshilacha, no se deshace, no se rompe
- No tiene fecha de caducidad

### APLICACIONES

- Férula periodontal
- Retenedor ortodóntico
- Puente en una única visita
- Restauración de composite con fibra de refuerzo
- Ferulización post-trauma y tratamiento del síndrome del diente fracturado
- Restauración con postes y muñones después de tratamiento endodóntico

REF. ASTTHM

KIT DE INICIO RIBBOND THM

REF. REASTTHM

KIT DE REPOSICIÓN THM



FÉRULA  
PERIODONTAL



FIBRAS DE VIDRIO:  
LÍNEAS DE ADHESIÓN  
GRUESAS



RIBBOND:  
LÍNEAS DE ADHESIÓN  
DELGADAS

RETENEDOR  
ORTODÓNTICO



# Heron™ IOS



 **Carestream**  
DENTAL





La combinación virtuosa del implante Z1 con su cuello de zirconio, el flujo de trabajo digital con sistemas CBCT de alto rendimiento y los escáneres intraorales Carestream CS3600/CS3700/CS3800 garantizan una ergonomía óptima y ahorran tiempo, lo que es esencial en su práctica dental diaria. Aproveche el poder del escaneo intraoral.

### ESCÁNER INTRA-ORAL CARESTREAM®

- Gama evolutiva con los escáneres CS3600 / CS3700 y CS3800.
- Compatibilidad, apertura y flexibilidad del sistema.
- Más fluidez en sus pasos de trabajo.
- Escaneo más rápido.
- Digitalización continua.
- Escaneo 3D en color de alta definición.
- Mayor precisión, reducción de los errores de manejo.
- Indicado para: restauraciones protésicas, ortodoncia, prótesis sobre implantes.



CS 3800

## Heron™ IOS

El escáner Heron IOS es una solución de escaneo intraoral para odontología diseñada para aportar simplicidad a su consulta. Un software intuitivo, un escáner compacto y ergonómico, combinado con un sistema completamente abierto, diseñado para llevar su consulta al mundo digital. Operativo desde el primer día, aportando facilidad y sencillez a su jornada laboral.

### ESCÁNER INTRA-ORAL HERON™ IOS

- Interfaz intuitiva: Interfaz de fácil manejo para que el clínico pueda navegar rápidamente por el software.
- Reposicionamiento inteligente: La IA ha sido diseñada para ayudar al dentista a partir del punto que ya ha escaneado en la arcada.
- Mapa de oclusión con un solo clic: Diseñado para verificar los puntos oclusales antes de enviarlos al laboratorio. Creado para asegurar al dentista la distancia oclusal para la preparación.
- Control de calidad durante el escaneo: Utilizado además del protocolo de escaneo, el Mapa de Calidad permite al usuario determinar si se han adquirido suficientes datos en áreas clave.





# Sustituto óseo

## GRAFTEK® NEO

Sustitutos óseos 100% sintéticos

### VENTAJAS

- Equilibrio ideal entre reabsorción y estabilidad para optimizar la bioactividad
- Porosidad similar a la del hueso
- Seguro y reproducible
- 30 años de estudios clínicos
- Disponible en gránulos o en forma inyectable para aplicar directamente en la cavidad

### CARACTERÍSTICAS

- Mezcla bifásica: 60% de hidroxiapatita y 40% de  $\beta$ -TCP
- Porosidad: 70%, macro y microporosidad, poros interconectados
- Graftek Neo Putty: contiene un hidrogel

REF. BM0401G50      GRAFTEK NEO – GRANULOMETRÍA 0.5 - 1 mm

REF. BM0302G01      GRAFTEK NEO – GRANULOMETRÍA 1 – 2 mm

REF. BM1002PU50DE      GRAFTEK NEO PUTTY – FÓRMULA INYECTABLE

# Membranas re-absorbibles

## NEOMEM®

La membrana de colágeno reabsorbible para su ROG



### VENTAJAS

- Favorece la reconstrucción de los tejidos periodontales
- Efecto barrera perfecto
- Reabsorbible
- Fácil manejo en seco o en húmedo
- Posicionamiento independiente lateral
- Altamente purificado y biocompatible
- 2 tamaños disponibles

### CARACTERÍSTICAS

- Material de fibra de colágeno de tipo 1
- Reabsorción completa entre 26 y 38 semanas
- Fuerza de extracción de puntos de sutura entre 290 y 350 g

REF. NM1520

NEOMEM® 15x20 mm

NOUVEAU !



## Motor de cirugía

### SURGIC PRO2

Manejo, seguridad y pedal inalámbrico

#### VENTAJAS

- Pedal inalámbrico
- Manejo mejorado con un micromotor más compacto
- Máxima seguridad gracias a la precisión de la calibración
- Luz LED de alta resolución

#### CARACTERÍSTICAS

- Potencia de 80 N.cm
- 8 programas con 8 pistas
- Pedal multifuncional con variación
- 2 años de garantía



REF. NSK-Y1004195

SURGIC PRO 2 CON LUZ

## Motor de cirugía

### VarioSurg 3

Un sistema quirúrgico por ultrasonidos de increíble precisión y alto potencial.



#### VENTAJAS

- Excelente rendimiento de los ultrasonidos
- Pieza de mano ergonómica y ultrafina
- Transmisión eficiente de energía con mínima emisión de calor
- Corte estable gracias a las funciones "Feedback" y "auto-tuning"

#### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología iPiezo
- 3 modos (Surg, Endo, Perio) y modo Burst
- 9 programas: 5 de cirugía, 2 de endodoncia, 2 de periodoncia
- 2 años de garantía

REF. NSK-Y1002726

VARIOSURG 3

# Lámpara de plasma Sapphire

Potencia y versatilidad  
en una sola unidad

## VENTAJAS

- Lámpara 2 en 1: fotopolimerización y blanqueamiento
- Polimerización ultra rápida en 3-5 segundos

## CARACTERÍSTICAS

- Puntas de 2mm y 9 mm disponibles para reducir en un 50% el tiempo de cementado de carillas
- Fotocurado eficaz hasta 10 mm con mayor potencia que cualquier otra lámpara probada en el mercado
- La punta patentada Crystal Whitening blanquea ambas arcadas simultáneamente
- No requiere protección de la piel (no hay rayos UV)



REF. 033968799

LÁMPARA CON SOPORTE DE PIE

REF. 033968899

LÁMPARA SIN SOPORTE DE PIE

# Lámpara LED Fusion

El sistema de polimerización  
LED más potente y confiable

## VENTAJAS

- Polimerización en 3 y 5 segundos hasta 10 mm
- Súper eficiente y con bajo calentamiento
- Es posible añadirle cabezales con múltiples funciones como detección de lesiones, transiluminación o pomilización dual

## CARACTERÍSTICAS

- Peso 1,1 kg
- Longitud de onda 395-480 nm
- Modo plasma 4000 mW/cm<sup>2</sup>
- Modo pulso 2000 mW/cm<sup>2</sup>



REF. 7820080

FUSION PLUS

REF. 7800080

FUSION 5

REF. 7830080

FUSION GRAND

**AdDent**  
INCORPORATED

Advancing Dental  
Excellence

## Productos de restauración y diagnóstico



El Bio/Screen Oral Exam Light es un dispositivo destinado a ser utilizado como complemento del examen oral tradicional para mejorar la visualización de las anomalías de la mucosa oral.

Como profesional de la odontología, ahora dispone de una oportunidad novedosa y mejorada para reducir el impacto del cáncer bucal.



Calentador para resina compuesta, anestesia e instrumental.

El más versátil del mercado ya que con una sola base y diferentes bandejas podrá calentar en 3 temperaturas diferentes 37 C, 54 C y 68 C de acuerdo a sus necesidades clínicas.



Trimax es un instrumento de contacto con el composite. Colocando la punta en restauraciones profundas o en zonas de contacto anatómico estrecho, el operador puede polimerizar las restauraciones con una anatomía proximal correcta.



El transiluminador Microlux se utiliza para detectar caries anteriores y posteriores. También ayuda a visualizar fracturas en coronas, orificios en el canal radicular y fracturas de la raíz.



La unidad de color Rite-Lite PRO ayuda a seleccionar el tono correcto. Es un dispositivo que incorpora tecnología L.E.D. difusa para simular varias condiciones de iluminación para ayudar en la coincidencia del color de los dientes en todo tipo de restauraciones dentales.

# NUESTRAS SOLUCIONES ÚNICAS Y EXCLUSIVAS

## CARILLAS LUMINEERS

Seguras, estéticas y mínimamente invasivas.



## IMPLANTES Z1

La comodidad en la implantología.



**TBR**<sup>®</sup>  
EXCLUSIVAS DENTALES

## COMPOSITE COSMEDENT

Composite de alta estética y larga duración.

**COSMEDENT**<sup>®</sup>  
*Spreading Smiles*<sup>™</sup>

## Entonces, ¿cuándo empieza?

Miles de dentistas de todo el mundo eligen las soluciones únicas de TBR porque quieren lo mejor para sus pacientes. ¿Y usted?

Los productos mencionados en este documento son productos sanitarios destinados a la rehabilitación estética o funcional de la sonrisa, por profesionales sanitarios autorizados. Estos dispositivos médicos son productos sanitarios regulados que llevan la marca CE. Lea atentamente las instrucciones de los prospectos del producto. Toda la información necesaria para la correcta utilización de estos dispositivos está a su disposición

**Es muy fácil obtener más información y hacer un pedido.**

- › Teléfono : **963318110**
- › E-mail : **contacto@tbr.dental**
- › Web: **www.tbr.dental/es/**
- › Dirección: **Av. Francia 19 esc C pta. 2**  
**46023 Valencia / España**

