



LUMINEERS®

Carillas mínimamente
invasivas

 **TBR**®

Unique, comme votre sourire

Lumineers®

Las carillas a medida N°1

- Porcelana de alto rendimiento
 - 30 años de experiencia
 - Sin anestesia
 - Sin provisionales
- Sin preparación invasiva
 - Carillas ultrafinas
 - Tratamiento reversible



Las carillas dentales Lumineers® me permiten crear hermosas sonrisas de dientes desalineados, rotos o incluso descoloridos.

Estas carillas dentales son fantásticas para los diastemas. Todo ello sin fresado ni anestesia.

Las carillas dentales Lumineers® nos ayudan a prestar un servicio maravilloso y valioso para los pacientes. "

- Dr. FRANCESCHI
Institut dentaire Newport Beach, CA

Ponga una sonrisa en la cara de sus pacientes

Ninguna otra carilla es mejor que Lumineers®.




Gracias a la tecnología más avanzada, es posible colocar las carillas Lumineers® en sólo 2 visitas sin necesidad de preparar los dientes o recortarlos.

Fabricadas a medida con la cerámica patentada Cerinate, las carillas Lumineers® mantienen su brillo e integridad a lo largo del tiempo [clínicamente probado durante más de 30 años].

Cerámica Lumineers® de Cerinate

Cerinate, 30 años de investigación clínica

Vitrocerámica reforzada con leucita




Esta generación de cerámicas Cerinate es una cerámica feldespática prensada y reforzada con nanocristales de leucita.

Debido a su resistencia superior de 216 MPa, las carillas Lumineers® pueden ser muy finas como una lente de contacto, lo que permite su colocación sin afectar a la integridad del esmalte o la dentina.

1. Chen X, Cattell MJ. Biaxial Flexural Strength Report. Unpublished report: 12 Feb 2009.
 2. Dental lab products, April 2009; forward trends: veneer venue. Dental Products Report [Internet]. April 2009 [cited 14 Sep 2009]. Available from http://www.dentalproductsreport.com/articles/show/dp0409_ft_veneer-venue
 3. Bühler-Zemp P (Inoclar Vivadent AG, Research and Development, Scientific Services, Benderstrasse 2, FL - 9494 Schaan, Liechtenstein). IPS Empress Esthetic. Scientific Documentation. Mar 2004.
 Empress est une marque déposée de Ivoclar Vivadent, Inc. Finesse est une marque déposée de Dentsply International, Inc.


Translucidez de la cerámica estándar Cerinate

Para que parezcan dientes naturales, las carillas dentales deben ser muy translúcidas. Lumineers® es claramente la primera opción para conseguir una sonrisa blanca/brillante al tiempo que reproduce las características naturales del esmalte.



Lumineers®, las carillas dentales ultrafinas más innovadoras y líderes del sector, son ahora un 30% más resistentes que antes y están disponibles en tres translucidez: alta, media y baja.

La filosofía de Lumineers® es preservar la estructura natural del diente.



CERINATE EMPRESS

La translucidez es muy similar a la del diente natural. En la cerámica Empress, las microfracturas están presentes tanto alrededor como dentro de los cristales de leucita (resaltados en rojo y amarillo).



¿Está interesado en las carillas Lumineers®?

Todos los pasos para utilizar los productos Lumineers®.

1 Contáctenos
96 331 81 10 para
conocer y recibir :



**Las fechas de
certificación
Lumineers®**



**Información
sobre las carillas
Lumineers®**

2 Para cada uno de sus casos
Lumineers®, por favor
complete su hoja de pedido
con los elementos necesarios
(por ejemplo, impresiones, etc.)
y envíela a :



**Servicio TBR
Lumineers®**

**Avenida de Francia 19
46024 Valenca**

3 Reciba sus carillas
Lumineers® y productos
complementarios.

Devuelva la sonrisa a sus
pacientes.

LUMINEERS®



Antes de poder colocar nuestras carillas , es **obligatoria** una sesión de formación dedicada al uso de las carillas estéticas Lumineers®.

Consúltenos sobre nuestros programas de formación.

Materiales esenciales de Lumineers®

Una amplia gama de productos para optimizar sus cementados

Para su mayor comodidad y para garantizar una adhesión segura, la gama estética Lumineers® ofrece también toda una serie de productos complementarios (grabado, adhesión, etc.).

Kit de cementado Lumineers®

¡Consúltenos para más información!

Coloque sus carillas Lumineers® con precisión

Los mejores instrumentos para el cementado de sus carillas

Confort y calidad excepcionales, nuestras herramientas de polimerización son **ideales para El cementado de las carillas Lumineers®.**

SAPPHIRE PLUS es un sistema de curado y blanqueamiento de arco de plasma versátil y potente, todo en un solo paquete. Los composites fotopolimerizables se curan en 3 a 5 segundos y el blanqueamiento de doble arco se completa en una visita al consultorio. Rápido, cómodo, cómodo, económico... inigualable ¡Reduce el tiempo de cementado de carillas en un 50%!

LUMigrip es una pieza de mano de aluminio anodizado diseñada ergonómicamente y completamente autoclavable que maximiza las fuerzas de succión del eyector de saliva con el objetivo de asistir de forma segura y delicada en la colocación precisa y libre de estrés de carillas de porcelana. Facilita la manipulación de las carillas aportando precisión al cementado



Instrumentos presentados durante el curso de certificación Lumineers

La solución
más segura,
más estética,
y la menos invasiva,
en odontología estética.

Entre en la filosofía LUMINEERS®

Casos clínicos realizados con carillas Lumineers®



Muchos pacientes eligen Lumineers® porque no quieren una preparación invasiva de los dientes naturales.

Las carillas dentales Lumineers® han sido reconocidas en todo el mundo y ya han dado una sonrisa a millones de pacientes.

- Manchas de tetraciclina
- Coronas y puentes cerámicos poco estéticos
- Desalineación (ortodoncia instantánea)
- Dientes amarillos
- Dentición preadolescente y adolescente
- Sonrisas poco estéticas
- Diastemas
- Rotura de bordes incisales
- Fisuras

LUMIART™

Ofrezca una previsualización de la nueva sonrisa a sus pacientes.

El servicio LumiART 3D, un innovador protocolo que transforma la aplicación de las carillas Lumineers®:

Transforme la sonrisa de su paciente utilizando el protocolo LumiART 3D, un enfoque mínimamente invasivo para el diseño de la sonrisa.

Con LumiART 3D, usted y su paciente pueden previsualizar la restauración final antes de que se fabriquen las carillas Lumineers® definitivas.

El proceso LumiART 3D simplifica los casos más complejos y le aporta verdaderas ganancias de productividad.

Un protocolo hecho a medida y con la mayor comodidad

El servicio LumiART 3D le ofrece muchas ventajas en su protocolo de aplicación de carillas Lumineers®:


Garantiza una planificación óptima, es fácil de aplicar y conservador para cada caso individual.

Da al paciente la oportunidad de experimentar su nueva sonrisa de una forma muy aproximada a la definitiva antes de fabricar las carillas Lumineers®

Minimice los tiempos de análisis y finalización de sus restauraciones simples o complejas.

Proporcione una estética predecible y óptima, y conviértase en un referente en el diseño y la creación de sonrisas.

LumiART 3D, está disponible para todos los caso de doctores certificados Lumineers®.



Las carillas Lumineers® son fabricadas por :



DENMAT ITALIA
di, Via S. Andrea, 73,
84081 Antessano SA, Italie
www.denmat.it

Las carillas Lumineers® están disponibles exclusivamente en :

TBR EXCLUSIVAS DENTALES
Av. Francia 19 - 46023 Valencia (España)
96 331 81 10 ✉ contacto@tbr.dental
www.tbr.dental/es/